

# PRODUKTDATABLAD

Afvaskningssæt med 120 ml kop og 5 gazeviskers, steril, 120 ml

Sterilt afvaskningssæt.

**Består af:**

- Gallipot 120 ml
- 5 stk gazeviskers, 100% bomuld



**Indholdsstoffer/materiale:** PE, 100% bomuld

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I-S

**Steril vare:** Ja

**Opbevaring:** Tørt i stuetemperatur, uden direkte sollys

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/genbrug

**Mediqs varesortiment**

| Varenr. | Navn           | Varebeskrivelse                     | Str.   | Indhold       | Ref. nr. |
|---------|----------------|-------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 0820005 | Afvaskningssæt | m 120 ml kop & 5 gazeviskers steril | 120 ml | Krt. a 30 sæt | 10630006 |

1008-0051-02 / 02.03.2022