

# PRODUKTDATABLAD

## SpeediCath Compact PVC fri urinposekonnektor

### SpeediCath Compact PVC-fri urinposekonnektor

Diskret urinposekonnektor, anvendes sammen med SpeediCath Compact til kvinder.  
Produktet er One-Size og passer til almindelige urinposer



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyuretan, polyamid, polyester og polyethylen i sterilbarriere
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys.
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Éngangsprodukt - må ikke gemmes efter åbning,
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	Se udløbsdato
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Éngangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inderemballage:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bortskaffelse af yderemballage:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## SpeediCath Compact PVC fri urinposekonnektor

### Mediqs sortimentsoversigt:

Vare Nr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str,	Indhold *	Ref. Nr.
1059700	SpeediCath Compact PVC-fri	Urinpose konnektor		Æske á 30 stk.	28590

\*Sælges kun i æske á 30 stk.