

PRODUKTDATABLAD

Actreen Hi-Lite, klart til brug, prælubrikeret

Actreen Hi-Lite Cath

Kateter til intermitterende selvkateterisering til mænd (41 cm), kvinder og børn (20 cm).

Sterilt kateter påført en hydrofil glycerin coating for nedsat friktion under indsættelse, der gør det 'klar til brug'.

Egenskaber

- Trekantformet gribeplade der gør katetret nemt at håndtere
- Højt placerede og glatte "øjne" i spidsen af katetret sikrer god blæretømning
- Universel konektor der passer til alle urinposer
- Pre-cut perforering der gør kateteremballagen nem at åbne – også med nedsat håndfunktion

For at sikre diskretion medfølger der et etui i hver pakke, så man let kan have sine katetre med sig. Katetre til mænd har en indbygget foldeanordning, der sikrer at katetret kan ligge foldet i 24 timer.



Indholdsstoffer/materiale: Termoplastiske elastomerer, polyethylen, ethylen vinyl acetate, glycerin

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Opbevaring: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

Holdbarhed: 2 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Actreen Hi-Lite, klart til brug, prælubrikeret

Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgsenhed	Ref.nr.
1055230	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til kvinder og børn 20 cm steril*	ch. 6	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238306N
1055231	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til kvinder og børn 20 cm steril*	ch. 8	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238308N
1055232	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til kvinder og børn 20 cm steril*	ch. 10	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238310N
1055233	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til kvinder og børn 20 cm steril*	ch. 12	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238312N
1055234	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til kvinder og børn 20 cm steril*	ch. 14	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238314N
1055235	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til kvinder og børn 20 cm steril*	ch. 16	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238316N
1055236	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 8	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238208N
1055237	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 10	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238210N
1055238	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 12	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238212N
1055239	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 14	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238214N
1055240	Actreen Hi-Lite	Nelaton kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 16	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238216N
1055241	Actreen Hi-Lite	Tiemann kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 8	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238108N
1055242	Actreen Hi-Lite	Tiemann kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 10	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238110N
1055243	Actreen Hi-Lite	Tiemann kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 12	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238112N
1055244	Actreen Hi-Lite	Tiemann kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 14	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238114N
1055245	Actreen Hi-Lite	Tiemann kateter til mænd 41 cm steril**	ch. 16	Æske á 30 stk.	ÆSKE	238116N

* Katetret er 20 cm inkl. konnektor og 16 cm ekskl. Konnektor.

** Katetret er 41 cm inkl. konnektor og 37 cm ekskl. Konnektor.