

PRODUKTDATABLAD

We Medical hudbeskyttelse uden alkohol, serviet

Alkoholfri hudbeskyttelse til stomi og sår.
Hudbeskyttelsen er udviklet til at danne en beskyttende barriere mellem hud og klæbemassen fra plastre, forbindinger og stomibandager. Samtidigt hjælper hudbeskyttelsen også med at reducere stripping af huden, når plaster, forbindelse e.l. fjernes, som derved bliver mindre smertefuldt.

Hudbeskyttelsen er let at påføre, og tørrer efter få sekunder.

Hudbeskyttelsen findes også som spray.



Indholdsstoffer/materiale:	Nonwoven polyviskose, silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares ved temperaturer under 50 °C. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1010101	We Medical	Hudbeskyttelse uden alkohol, serviet		Æske a 30 stk.	WEM151-30