

# PRODUKTDATABLAD

## We Medical klæbefjerner uden alkohol, spray

Alkoholfri klæbefjerner der er udviklet til at gøre skift af stomiposen eller basispladen, så simple, hurtige og smertefri som muligt. Klæbefjerner beskytter den peristomale hud fra irritation og en stikkende fornemmelse. Samtidigt hjælper klæbefjerner også med at reducere stripping af huden.

Klæbefjerner er let at bruge og findes også som servietter.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hexamethyldisiloxane, Silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares ved temperaturer under 50 °C. Undgå direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Indeholder ingen parfume eller konserveringsmidler

### Mediq varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1010103	We Medical	Klæbefjerner uden alkohol, spray	50 ml		WEM152-50