

PRODUKTDATABLAD

LentisCath – hydrofil coated - steril

LentisCath engangskatetre til selvkaterisation.

LentisCath katetret har en hydrofil overfladebehandling, som giver en glat indføring af katetret.

- Fri for PVC, latex og ftalater.
- Non-touch greb (på Nelaton og Tiemann)
- Klar til brug i saltvandsopløsning
- Produktet findes til mænd, kvinder og børn.



Indholdsstoffer/materiale: PVP (polyvinylpyrrolidon)

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt og mellem 5-25 grader Celsius

Holdbarhed: 2 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

LentisCath – hydrofil coated - steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1094376	LentisCath	Nelatonkater, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 8	Pk. a 30 stk.	101400
1094377	LentisCath	Nelatonkater, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 10	Pk. a 30 stk.	101401
1094378	LentisCath	Nelatonkater, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 12	Pk. a 30 stk.	101402
1094379	LentisCath	Nelatonkater, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 14	Pk. a 30 stk.	101403
1094380	LentisCath	Nelatonkater, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 16	Pk. a 30 stk.	101404
1094381	LentisCath	Nelatonkater, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 18	Pk. a 30 stk.	101405
1094382	LentisCath	børnekateter, hydrofil coated, 20 cm, steril	Ch. 6	Pk. a 30 stk.	101413
1094383	LentisCath	børnekateter, hydrofil coated, 20 cm, steril	Ch. 8	Pk. a 30 stk.	101415
1094384	LentisCath	kvindekater, hydrofil coated, 20 cm, steril	Ch. 10	Pk. a 30 stk.	101407
1094385	LentisCath	kvindekater, hydrofil coated, 20 cm, steril	Ch. 12	Pk. a 30 stk.	101408
1094386	LentisCath	kvindekater, hydrofil coated, 20 cm, steril	Ch. 14	Pk. a 30 stk.	101409
1094387	LentisCath	kvindekater, hydrofil coated, 20 cm, steril	Ch. 16	Pk. a 30 stk.	101410
1094388	LentisCath	kvindekater, hydrofil coated, 20 cm, steril	Ch. 18	Pk. a 30 stk.	101411
1094403	LentisCath	Tiemannkateter, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 10	Pk. a 30 stk.	101420
1094404	LentisCath	Tiemannkateter, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 12	Pk. a 30 stk.	101421
1094405	LentisCath	Tiemannkateter, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 14	Pk. a 30 stk.	101422
1094406	LentisCath	Tiemannkateter, hydrofil coated, 40 cm, steril	Ch. 16	Pk. a 30 stk.	101423