


# PRODUKTDATABLAD

## Biatain Ibu skumbandager m/ibuprofen, steril

Biatain Ibu, en unik sårbandage til behandling af smertefulde sår

Biatain Ibu er den første bandage, der håndterer sårekssudat og giver lokal smertebehandling uden systemisk effekt.

Biatain Ibu anvendes til væskende og smertefulde sår. Ibuprofen-dosis i Biatain Ibu bandagen er 0,5 mg/cm<sup>2</sup> og er jævnt fordelt i skummet og frigives til såret i takt med sårsekretionen. Den vedvarende frigivelse af ibuprofen sikrer lokal smertereduktion gennem hele bandagens bæretid og ved bandageskift.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyurethanskum, polyurethanfilm, PET, ibuprofen, Soft-Hold indeholder hydrogeneret petroleum resin, paraffinolie
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE III
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

## Biatain Ibu skumbandager m/ibuprofen, steril

### Sortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
4279419	Biatain Ibu	skumbandage uden klæb, steril	5x7cm	æske a 5 stk - krt a 32 æsker	4105
4279420	Biatain Ibu	skumbandage uden klæb, steril	10x10cm	æske a 5 stk.-krt. a 48 æsker	4110
4279422	Biatain Ibu	skumbandage uden klæb, steril	10x20cm	æske a 5 stk.-krt. a 32 æsker	4112
4279424	Biatain Ibu	skumbandage uden klæb, steril	15x15cm	æske a 5 stk.-krt. a 16 æsker	4115
4279426	Biatain Ibu	skumbandage uden klæb, steril	20x20cm	æske a 5 stk.-krt. a 16 æsker	4120