

# PRODUKTDATABLAD

## Sensura® Mio Click Convex Light basisplade

Sensura Mio Click Convex Light basispladen er en tilpasningsvenlig convexskål, der sikrer stabilitet omkring stomien. Sidder godt på ujævne hudområder, dybtliggende områder og stomier, der skal have hjælp til at blive skubbet frem. Har bælteører.

Basispladen har BodyFit® Technology, der er en oval elastiske klæber, som giver sikker vedhæftning til individuelle kroppsfaconer.

Pladen har en dybde på 6 mm.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatin, cellulose, CMC, Pektin, LLDPE, ethylenbuten, PU-EEA/EVA
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald (restaffald)
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Sensura® Mio Click Convex Light basisplade

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340100	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, opklipbar 10-20mm, med 4 bælteører	40 mm ring	Æske á 5 stk.	16901
0340101	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, 18mm hul, med 4 bælteører	40 mm ring	Æske á 5 stk.	16903
0340102	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, opklipbar 15-30mm, med 4 bælteører	50 mm ring	Æske á 5 stk.	16911
0340103	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, 21mm hul, med 4 bælteører	50 mm ring	Æske á 5 stk.	16913
0340104	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, 25mm hul, med 4 bælteører	50 mm ring	Æske á 5 stk.	16914
0340105	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, 28mm hul, med 4 bælteører	50 mm ring	Æske á 5 stk.	16915
0340106	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, opklipbar 15-40mm, med 4 bælteører	60 mm ring	Æske á 5 stk.	16921
0340107	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, 31mm hul, med 4 bælteører	60 mm ring	Æske á 5 stk.	16923
0340108	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, 35mm hul, med 4 bælteører	60 mm ring	Æske á 5 stk.	16924
0340109	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, opklipbar 15-53mm, med 4 bælteører	70 mm ring	Æske á 5 stk.	16931
0340110	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, 38mm hul, med 4 bælteører	70 mm ring	Æske á 5 stk.	16933
0340111	Sensura Mio Klik Convex Light	basisplade, 41mm hul, med 4 bælteører	70 mm ring	Æske á 5 stk.	16934