

PRODUKTDATABLAD

SenSura Mio 1-dels ileostomipose, Maxi

SenSura® Mio er designet med BodyFit® teknologi, som forebygger lækage. Den unikke elastiske klæberteknologi er fleksibel og gør det nemt at påsætte og aftage produktet

Store og komplekse stomier er ofte indtrukne og har mange furer og folder og har derfor ofte brug for konvexitet for at få en god tilpasning. SenSura® Mio Max-cut sortimentet kan således med fordel anvendes sammen med Brava® Beskyttende Tætningsring Convex til store, komplekse og ovale stomier.

Egnet til

- Store stomier
- Komplicerede stomier
- Loop-stomier
- Stomier, som skifter størrelse efter operation



Indholdsstoffer/materiale:

Kul, EVA, Poly glycol, resin, kartoffelmel, stivelse, PIB, SIS, pectin, CMC, Gelatine, Guar gum, Polyester, PVdC, PU, PP/PE, PU-EEA

PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340488	SenSura Mio	1-dels ileostomipose, Maxi, grå, XXL	Ø 10-100 mm	Æske á 30 stk.	18377