

PRODUKTDATABLAD

Peristeen Light konuskateter

Peristeen Light er et produkt til transanal irrigation (TAI), der med et lavt skyl (175 ml) kan hjælpe mennesker med at håndtere tarmproblematikker, såsom forstoppelse eller ufrivillig afføring.

Beholderen er designet til at være let at bruge, så uanset om man er derhjemme eller på farten, kan tarmskylning udføres med et lavt skyl og give lettelse.

Vandbeholderen kan bruges op til 30 gange. Katetret er kun til engangsbrug. Brug derfor et nyt kateter, hver gang tarmen skylles.



Indholdsstoffer/materiale:

Vandbeholder: Styrene-ethylene-butadiene-styrene (SEBS), Polypropylene, Silikone

Konuskateter: Styrene-ethylene-butadiene-styrene (SEBS), Hydrofil coating

PVC/ftalater:

Nej/Ja (DBP)

Latex:

Nej

CE klassifikation:

Klasse I

Steril:

Nej

Opbevaring:

Stuetemperatur uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato:

12 måneder

Bortskaffelse af vare:

Forbrænding

Bortskaffelse af emballage

Genanvendelse/forbrænding

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0168171	Peristeen Light	sæt med 175 ml vandbeholder og 15 konuskatetre	Æske á 1 sæt – krt á 12 æsker	2917001008
0168172	Peristeen Light	sæt med 175 ml vandbeholder og 30 konuskatetre	Æske á 1 sæt – krt á 8 æsker	2917101008
0168173	Peristeen Light	konuskateter	Æske á 1 sæt – krt á 12 æsker	2917201008