

PRODUKTDATABLAD

Urinkelbekurv, rund til ophæng

Hvid trådkurvsholder med ophæng, til urinkelber, -flasker og -krukker til f.eks. en sengekant.


Kurven er af ståltråd med hvid polybelægning, og tåler almindelig vask med varmt vand og sæbe.

Målene passer til standardkolber uden hank

Diameter: 133 mm

Kurv højde: 145 mm

Kurv højde inkl. ophæng 225 mm



Indholdsstoffer/materiale: Stål m. polyethylenbelægning

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Ingen

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Ingen

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur

Holdbarhed: -

Bortskaffelse vare: efter lokale regler

Bortskaffelse emballage: plast til genanvendelse

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0256004	Willy Behrend	urinkelbe kurv, rund, til ophæng	133mm Ø	krt. a 44 stk.	2064.7000