

PRODUKTDATABLAD

Medinizer æske

Anvendes til opbevaring af mange tabletter. Æsken har blindskrift i bunden, og kan vaskes i opvaskemaskine. Låget kan klikkes på, og sprittes af.
Holdbarhed: Kan ved normal brug anvendes i 2-3 år.



Designet til personer, som skal tage store eller mange tabletter hver dag, eller til personer, som har svært ved at håndtere mindre genstande eller har nedsat syn.



Indholdsstoffer/materiale: **Æsker:** SAN Luran
Låg: ABS starex

PVC/ftalater: Nej / Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Tåler maskinopvask ved 40 grader minimum 40 gange

Opbevaring: Opbevares ved mellem 15-40 grader

Holdbarhed: 4 år

Bortskaffelse vare: Bortskaffes efter lokale forskrifter

Bortskaffelse emballage: Forbrænding / Genbrug

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7724212	Medinizer	bund+låg, middag-aften-nat-morgen	æske a 10 stk	20839
7724214	Medinizer	bund+låg, aften-nat-morgen-middag	æske a 10 stk	20840