

PRODUKTDATABLAD

Cellona polster, selvklæbende

Cellona Polster anbefales til individuel tilpassede stykker; til eksponerede støttezoner ved torso-gipsbandager og bækken-ben-gips såvel som fuldstændig foring af gipsskjold.



Indholdsstoffer/materiale: Polyester, polypropylen, viscose, polyacrylatklæber

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur

PRODUKTDATABLAD

Cellona polster, selvklæbende

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4470325	Cellona	polster selvklæbende ikke absorberende, 5mm	19 cm x 38 cm	pk a 10 stk - krt a 6 pk	50810