

# PRODUKTDATABLAD

## Mic G Gastrostomisonde, ENFit

Mic G Gastrostomisonde er velegnet til patienter med behov for enteral ernæring. Ballonen fyldes med sterilt vand for at holde sonden på plads.

Gastrostomisonden er udstyret med 2 porte, der gør den anvendelig til indgift af ernæring og væske såvel som medicin.



**Materialer:** Fremstillet af silikone.

**Indikation:** Gastrostomisonden anvendes til patienter med behov for enteral ernæring.

**Klassifikation:** Klasse: IIa

**Steril vare:** Steriliseret med gammastråling.

**Opbevaring:** Opbevares tørt og uden direkte sollys.

**Holdbarhed:** Se datomærkningen på emballagen. Kan anvendes i 1-6 måneder.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1121012	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 3-5 ml ballon	ch 12	1 stk.	8100-12LV
1121014	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 3-5 ml ballon	ch 14	1 stk.	8100-14LV
1121016	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 3-5 ml ballon	ch 16	1 stk.	8100-16LV
1121018	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 18	1 stk.	8100-18
1121020	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 20	1 stk.	8100-20
1121022	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 22	1 stk.	8100-22
1121024	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 24	1 stk.	8100-24

# PRODUKTDATABLAD

## Mic G Gastrostomisonde, ENFit

1121026	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 26	1 stk.	8100-26
1121028	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 28	1 stk.	8100-28
1121030	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube m. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 30	1 stk.	8100-30

*For sundhedsfagligt personale*