

PRODUKTDATABLAD

Mic-Key forlængerslange

Mic-Key forlængerslanger er latex- og ftalatfri, med ENFit og har en specialudviklet Secur Lok-låsemekanisme, som automatisk åbner/lukker ernæringsventilen på Mic-Key, når du drejer forlængerslangen ¾ omgang.

Se vejledning film på hjemmesiden.

<https://www.mic-key.dk/da/tilbehor/forlaengerslanger>

Forlængerslanger kan tilsluttes til ISO-standardiserede sprøjter med ENFit og ernærings sæt.

Vejledning:

Husk at lukke den indgang, der ikke anvendes, før du giver ernæring/medicin.

Tryk proppen på plads, og drej let med uret, indtil den sidder fast.

Der må ikke gives medicin og/eller mad direkte i MIC-KEY knappen.



0141-xx

0142-02



0143-xx



0144-xx

Materialer:	PVC med citrat som blødgøringsmiddel.
Indikation:	Anvendes til at give mad, væske og medicin gennem MIC-Key sonder.
Klassifikation:	Klasse IIa.
Steril vare:	Nej.
Opbevaring:	Tørt, køligt og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	Uåbnet: 3 år fra produktionsdato. Se dato på emballagen.
Bortskaffelse:	Forbrænding / genbrug.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1122618	Mic-Key	forlængerslange, ENFit, vinklet	5 cm	Æske a 5 stk.	0142-02,5
1123533	Mic-Key	forlængerslange, ENFit, vinklet Y	30 cm	Æske a 5 stk.	0141-12,30
1123534	Mic-Key	forlængerslange, ENFit, lige	60 cm	Æske a 5 stk.	0141-24,60
1123535	Mic-Key	forlængerslange, ENFit, vinklet Y	30 cm	Æske a 5 stk.	0143-12,30
1123536	Mic-Key	forlængerslange, ENFit, lige	60 cm	Æske a 5 stk.	0143-24
1123537	Mic-Key	forlængerslange lige, tragt	30 cm	Æske a 5 stk.	0123-12
1126628	Mic-Key	Forlængerslange vinklet ENFit, Bolus	60 cm	Æske a 5 stk	0144-24,60
1126629	Mic-Key	forlængerslanger vinklet ENfit, Bolus	30 cm	Æske a 5 stk	0144-12,30

For sundhedsfagligt personale