

PRODUKTDATABLAD

MIC-G-TUBE, med ballon, uden medicin port

MIC-G Gastrostomi ernæringssonde med ENFit

- MIC-G er uden medicinport.
- Intern silikone-retentionsballon, SECUR-LOK* ekstern retentionsring
- Forsænket distal spids ved anbefalet fyldevolumen



Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: IIb

Steril: Ja

Opbevaring: Uden for direkte sollys, tørt og ved stuetemperatur

Holdbarhed fra produktionsdato: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Genbrug

Bemærkninger:

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Pakning	Reference
1121031	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube u. medicinport, 2-3 ml ballon	ch 12	811012
1121032	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube u. medicinport, 3,5 ml ballon	ch 14	811014
1121033	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube u. medicinport, 3,5 ml ballon	ch 16	811016
1121034	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube u. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 18	811018
1121035	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube u. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 20	811020
1121036	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube u. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 22	811022
1121037	MIC-G-TUBE	gastrostomi feeding tube u. medicinport, 7-10 ml ballon	ch 24	811024

For sundhedsfagligt personale