

# PRODUKTDATABLAD

## IODOSORB jodsalve og kompres, steril

### IODOSORBs unikke 4-i-1-effekt

IODOSORB er en effektiv oprenser og hjælper til at rense sår bunden og forberede den til effektiv sårheling.

IODOSORB har en høj absorptionskapacitet bidrager til debrideringen ved at absorbere overskydende eksudat og rester af dødt væv.

IODOSORB giver vedvarende frigivelse af iod som har et bredt spektrum af antimikrobiel effektivitet (*in-vitro*) hjælper til at reducere den mikrobielle belastning og fjerner barriererne for sårheling

- Langsom lokal frigivelse af iod.
- Effektiv mod et bredt spektrum af bakterier, inklusiv MRSA (*in-vitro*).
- Farveskift indikerer hvornår bandageskift er nødvendigt.

IODOSORB må max anvendes i 3 måneder. Se produktets indlægsseddel for mere info om kontraindikationer samt maksimal dosis for anvendelse.



<b>Indholdsstoffer:</b>	Iodine, Polyethylene glycol 400, Synperonic, Starch
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE III
<b>Steril vare:</b>	Ja

# PRODUKTDATABLAD

## IODOSORB jodsalve og kompres, steril

<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4467071	Iodosorb	Jodkompres 5gr, steril	4 cm x 6 cm	æske a 5 stk	66001290
4467072	Iodosorb	Jodkompres 10gr, steril	6 cm x 8 cm	æske a 3 stk	66001291
4467073	Iodosorb	salve steril	40 g tube	æske a 1 stk - krt a 10 æsker	66001299
4467074	Iodosorb	salve, steril	10 g tube	æske a 4 stk - krt a 10 æsker	66001298