

PRODUKTDATABLAD

Renasy's dobbeltklæbende gelplade, steril

RENASYS dobbeltklæbende gelplade er fleksibel, skånsom og nem at applicere.

Pladen er udviklet til på en nemmere måde at sikre mod lækage og forsegle ved bandagering på svært bandagerbare steder på kroppen.

RENASYS dobbeltklæbende gelplade kan anvendes sammen med alle PICO eller RENASYS NPWT pumper. Pladen består af en højklæbende hydrogel, der kan blive siddende på huden i op til 72 timer, og er samtidig meget skånsom mod huden ved fjernelse.



Indholdsstoffer/materiale: Silikoniseret polyester

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I-s

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 2 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Renasys dobbeltklæbende gelplade, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4201020	Pico	Renasys adhesive gel patch til NPWT, steril	7 x 10cm	Æske a 10 stk – krt a 5 æsker	66801082