

# PRODUKTDATABLAD

## PICO 7 system til NPWT samt tilhørende bandager

PICO 7 negativ trykterapi er et lille klar-til-brug engangssystem med pumpe og bandager. Anvendes som negativ trykterapi til alle former for kroniske og akutte sår. Sårbandagen er en højabsorberende skånsomt klæbende bandage, der tilsluttes den lille pumpe, der leverer et kontinuerligt negativt tryk på 80mmHg. Sættet er til **7 dages behandling**. Diskret og enkel i brug.

Udførlig vejledning medfølger.

PICO 7 har en indikator for fyldt bandage. Den lyser, når bandagen skal skiftes og kan dermed forebygge unødvendige bandageskift. På bagsiden af pumpen har du mulighed for at notere startdato for behandlingen, hvilket kan gøre det lettere at føre journal.

Ved dybere sår og caviteter anvendes sårfyldningsmateriale, Pico gaze eller Pico foam.

PICO 7 leveres med en gennemsigtig bælteclips.

Kittet findes i sæt med 1 eller 2 bandager og 1 pumpe og desuden kan bandager tilkøbes separat – se sortimentsoversigt. Bandagerne kan også anvendes til Pico 14.



# PRODUKTDATABLAD

## PICO 7 system til NPWT samt tilhørende bandager

<b>Indholdsstoffer:</b>	Bandage: silikone/acrylat klæber, polyurethanfilm, polyacrylat/cellose airlaid lag, acrylat/copolymer/nylon filter. Pumpe: diverse elektroniske komponenter, stål batteriholder, stål batteri kontaktflader, Lithium-iron disulfid batterier
<b>PVC/phtalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE IIb
<b>Steril vare:</b>	Ja (bandage), usteril (pumpe/taske)
<b>Holdbarhed:</b>	2 år
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys, max. 25gr C
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding (bandage)
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Pumpe bortskaffes som medicinsk udstyr, emballage forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug Batterier opsamles i dertil indrettede batteribeholdere
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4201055	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	10 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802012
4201056	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	10 cm x 30 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802013
4201057	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	10 cm x 40 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802014
4201058	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	15 cm x 15 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802015
4201059	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	15 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802016
4201060	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	15 cm x 30 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802017
4201061	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	20 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802018
4201062	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	25 cm x 25 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802019

# PRODUKTDATABLAD

## PICO 7 system til NPWT samt tilhørende bandager

4201066	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	10 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802002
4201067	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	10 cm x 30 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802003
4201068	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	10 cm x 40 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802004
4201069	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	15 cm x 15 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802005
4201070	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	15 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802006
4201071	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	15 cm x 30 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802007
4201072	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	20 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802008
4201073	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	25 cm x 25 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802009
4201040	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	10 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802022
4201041	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	10 cm x 30 cm	æske a 5 stk	66802023
4201042	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	10 cm x 40 cm	æske a 5 stk	66802024
4201043	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk	66802025
4201044	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	15 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802026
4201045	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	15 cm x 30 cm	æske a 5 stk	66802027
4201046	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	20 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802028
4201047	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	25 cm x 25 cm	æske a 5 stk	66802029
4201048	PICO	Multisite small, 5 bandager, steril	15 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802020
4201049	PICO	Multisite large, 5 bandager,steril	20 cm x 25 cm	æske a 5 stk	66802021