

PRODUKTDATABLAD

Mediq disinfection swabs med ethanol

Enkeltpakkede swabs med ethanol til desinfektion af hud.

Ethanol anbefales til hudinfektion før injektion, herunder injektion af insulin, samt blodprøvetagning.

Obs. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.



Indholdsstoffer/materiale: Enkeltpakkede swabs af viscose og dacron fugtet med alkohol/renset vand. Emballage: Primær = komposit af aluminium, PE/PET som lever op til kravene i YBB 00172002-2015 PHARMACEUTICAL INDUSTRY STANDARD, æske og karton af pap

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Nej. Produktet er et biocid til hud.

Steril vare: Nej. Pakket og forsejlet i klasse 8 renrum.

Særlig mærkning: CLP- forordningens farepiktogrammer

Opbevaring: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius, væk fra antændelseskilder og uden for børns rækkevidde

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse efter brug: Almindeligt husholdningsaffald

PRODUKTDATABLAD

Mediq disinfection swabs med ethanol

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Størrelse	Indhold	Ref.nr.
3340124	Mediq Disinfection alkohol swab 82% ethanol, grå	30 x 60 mm	æske a 100 stk - krt a 100 æsker	521497