

PRODUKTDATABLAD

Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose

Conform 2 urostomipose har flerkammersystem, tilbageløbsventil og blød udløbsstuds. Alt sammen noget der sikrer kontrol, diskretion og komfort.

Udløbsstudsens er blød i både form og materiale, hvilket sikrer, at man ved tømning har fuld kontrol over tømningshastigheden, ligesom den store dråbe som indikerer hvorvidt udløbet er åbent eller lukket, er let at både se og føle.

Flerkammersystem sikrer en jævn fordeling af urinen, hvilket giver posen en væsentlig lavere poseprofil og dermed gør den mere diskret.

Conform 2 urostomiposer leveres med en konektor som bruges ved tilkobling til natpose. Hver æske indeholder 6 konnekterer.



Indholdsstoffer/materiale:	EVA, PE, Polyester, Polyeofin, Hydrocolloid
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Køligt, tørt og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0397680	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, beige	35 mm	Æske á 20 stk.	23790
0397681	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, beige	45 mm	Æske á 20 stk.	24790
0397682	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, beige	55 mm	Æske á 20 stk.	25790
0397685	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, beige	35 mm	Æske á 20 stk.	23890
0397686	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, beige	45 mm	Æske á 20 stk.	24890
0397687	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, beige	55 mm	Æske á 20 stk.	25890