

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 1, 1-dels colostomipose, beige

NovaLife TRE 1 flad lukket

NovaLife TRE klæberen fra Dansac indeholder en innovativ teknologi, som hjælper til at holde huden naturligt sund. Den er designet til at levere tre niveauer af hudbeskyttelse:

1) Klæbeevne: Designet til at give en sikker og fleksibel forsegling, som beskytter huden mod output fra stomien. Samtidig er klæberen let at aftage og skånsom mod huden.

2) Absorptionen hjælper med at absorbere fugtigheden og opretholde hudens naturlige balance, uden at den mister interne og eksterne styrke.

3) pH balancen hjælper med at håndtere fordøjelsesenzymernes skadende effekt på huden.

Posen er desuden udstyret med et vindue, som gør det nemt og diskret at inspicere stomien og sikre, at posen er placeret korrekt.



Indholdsstoffer/materiale:

Polyisobutylen, SIS, PE, polymerfortykkere, pectin, carboxymethyl cellulose, EMA, polyesterfilm med silicone, EVA, PVDC, non-woven polyester stof med flourid-opløsning, PTFE membran

PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se mærkning på emballage
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/Deponi
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 1, 1-dels colostomipose, beige

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0381010	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Mini, beige	15-38/50 mm	Æske a 30 stk.	3003-15
0381011	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Mini, beige	25-38/50 mm	Æske a 30 stk.	3003-25
0381012	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Mini, beige	30-38/50 mm	Æske a 30 stk.	3003-30
0381013	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Midi, beige	15-55/70 mm	Æske a 30 stk.	3001-15
0381014	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Midi, beige	25 - 55/70 mm	Æske a 30 stk.	3001-25
0381015	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Midi, beige	30 - 55/70mm	Æske a 30 stk.	3001-30
0381016	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Midi, beige	35 - 55/70 mm	Æske a 30 stk.	3001-35
0381017	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Midi, beige	40 - 55/70 mm	Æske a 30 stk.	3001-40
0381018	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Midi, beige	45 - 55/70 mm	Æske a 30 stk.	3001-45
0381019	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Maxi, beige	15-55/70 mm	Æske a 30 stk.	3007-15
0381020	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Maxi, beige	15-70/90 mm	Æske a 30 stk.	3005-15
0381021	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Maxi, beige	25-70/90 mm	Æske a 30 stk.	3005-25
0381022	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, Maxi, beige	30-70/90 mm	Æske a 30 stk.	3005-30
0381090	NovaLife TRE 1	1-dels colostomipose, flad, Maxi, m/vindue, beige	25-55/70 mm	Æske a 30 stk.	3007-25