

# PRODUKTDATABLAD

## Mepore Pro væsketæt plaster, steril

Mepore Pro er en selvklæbende absorberende permeabel forbinding med en væsketæt film på ydersiden.

Mepore Pro er fremstillet af non woven og polyacrylat klæber, med polyurethanfilm på ydersiden.

Kan anvendes i brusebad.



<b>Indholdsstoffer:</b>	Polyester nonwoven, polyakrylat klæb, viskose nonwoven. Polyurethanfilm
<b>PVC/phtalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	I
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Holdbarhed:</b>	3år
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

## Mepore Pro væsketæt plaster, steril

### Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Varesektor	Indhold	Lev.nr
4053220	Mepore Pro	plaster med sårpude 3x4cm, væsketæt, steril	6x7cm	æske a 60 stk.-krt. a 8 æsker	670820
4053222	Mepore Pro	plaster med sårpude 5x6cm, væsketæt, steril	9x10cm	æske a 40 stk.-krt. a 8 æsker	670920
4053224	Mepore Pro	plaster med sårpude 5x10cm, væsketæt, steril	9x15cm	æske a 40 stk.-krt. a 8 æsker	671020
4053226	Mepore Pro	plaster med sårpude 5x15cm, væsketæt, steril	9x20cm	æske a 30 stk.-krt. a 6 æsker	671120
4053228	Mepore Pro	plaster med sårpude 5x20cm, væsketæt, steril	9x25cm	æske a 30 stk.-krt. a 7 æsker	671220
4053230	Mepore Pro	plaster med sårpude 5x24cm, væsketæt, steril	9x30cm	æske a 30 stk.-krt. a 9 æsker	671320