

PRODUKTDATABLAD

ID bånd, neutralt patientarmbånd

Neutralt armbånd til personlig identifikation af patienter. Armbåndet er til enpatientsbrug og bortskaffes herefter.

Patientarmbåndet er nemt at montere samt opbevare og der er ingen generende tryklåse.

Der kan skrives direkte på armbåndet med kuglepen eller speedmarker og alternativt kan der påklæbes udprintet data fra patient registreretiketetter.

Der skal ikke bruges kartonkort eller plastlommer.

Der er ingen løse stropper, der skal afkortes efter montering og armbånd justeres trinløst efter alle håndledstykkelser.

100 % vandtæt ved sammenklæbning og er hygiejnisk, let og behageligt at have om håndleddet.

Æsken har en smart åbne/lukke funktion, som gør at den kan fungere som en dispenser. Instruks for anvendelsen af armbåndet et vist med fotos på låget af æsken.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyolefin film, glasin papir, S277 klæbemiddel
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring uåbnet:	Tørt og rent, væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	2 år
Bortskaffelse vare:	Bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

ID bånd, neutralt patientarmbånd

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1217142	ID bånd	Neutralt patientarmbånd	Voksen	Æske a 400 stk.	G8191