

# PRODUKTDATABLAD

## LEVABO All Up Elbow

All up Elbow er en lejringspude til aflastning af albuen.

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet uden hindringer i patientens bevægelighed.

Den er fremstillet af en non-woven filt, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød, behagelig og fleksibel. Den kan bruges til den samme patient gennem længere tid og leveres i en hygiejnisk lille pakke, så den er nem at tage med og opbevare.



All up Elbow er ren, men ikke steril.

**Indholdsstoffer/materiale:** Non woven

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

**Holdbarhed uåbnet:** 5år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## LEVABO All Up Elbow

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
5832056	Levabo trykafastning	All up, Elbow	krt a 12 stk	70028