

# PRODUKTDATABLAD

## UGO-Fix gentle, plaster med kateterklemme, silikone

Rotérbar kateterklemme som giver stor bevægelsesfrihed til ballon-katetre.

Holder ballon-kateteret på plads ved forgreningen og sikrer at huden undgår traumer.

- Pålagt en hudvenlig/allergivenlig silikonetilhæftning, hvilket gør det let at omplacere klemmen, hvis dette ønskes.
- Enkel åbningsspærre med hørbart klik
- Vandafvisende, åndbart og gennemsigtigt.



**Indholdsstoffer/materiale:** Termoplastisk elastomer TPE, polycarbonat PC, polypropylen PP

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I-s

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** Kan sidde i op til 7 dage, men bør skiftes tidligere, hvis klemmen er beskadiget eller snavset. Kan tåle vandedsponering i forbindelse med bad. Er udformet til at fikse og understøtte kateteret. Hvis kateteret er koblet til en urindrænpose, bør der bruges yderligere støtte for at bære urinposens vægt.

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## UGO-Fix gentle, plaster med kateterklemme, silikone

### Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Indhold	Lev.nr
4090450	Ugo Fix Gentle	plaster med kateterklemme, silikone	æske a 5 stk	603004