

PRODUKTDATABLAD

MiniONE Gastrostomi Button

MiniONE Gastrostomi Button er en knapsonde, der anvendes til patienter med behov for enteral indgift af sondeernæring og medicin direkte i ventriklen.

Knapsonden fås i 12 forskellige længder mellem 1,0 cm og 6,5 cm samt i ch-størrelse 12-20.

MiniONE Gastrostomi Button er ENFit-kompatibel.



Materialer: Fremstillet af silikone.

Indikation: Anvendes til patienter med behov for enteral indgift af sondeernæring og medicin direkte i ventriklen.

Klassifikation: Klasse IIb

Steril vare: Steriliseret med ethylenoxid. MiniONE Gastrostomi Button er pakket enkeltvis i forsejlet emballage.

Opbevaring: Opbevares tørt og uden direkte sollys.

Holdbarhed: Se datomærkning på emballagen. Produktet er til engangsbrug og anvendes i 1-9 måneder afhængig af mængden af mavesyre samt pasning og plejning. Udskiftning anbefales hver tredje måned eller efter anvisning fra sundhedsfagligt personale.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
8504109	MiniONE	Gastrostomi Button 1,5 cm	ch 16	1 stk.	M1-5-1615
8504110	MiniONE	Gastrostomi Button 1,5 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1415
8504111	MiniONE	Gastrostomi Button 2,5 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1425
8504112	MiniONE	Gastrostomi Button 2,7 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1427
8504113	MiniONE	Gastrostomi Button 3,0 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1430
8504114	MiniONE	Gastrostomi Button 3,5 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1435
8504115	MiniONE	Gastrostomi Button 4,4 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1444
8504116	MiniONE	Gastrostomi Button 2,0 cm	ch 16	1 stk.	M1-5-1620
8504117	MiniONE	Gastrostomi Button 2,5 cm	ch 16	1 stk.	M1-5-1625
8504118	MiniONE	Gastrostomi Button 3,0 cm	ch 16	1 stk.	M1-5-1630
8504119	MiniONE	Gastrostomi Button 3,5 cm	ch 16	1 stk.	M1-5-1635
8504120	MiniONE	Gastrostomi Button 4,0 cm	ch 16	1 stk.	M1-5-1640
8504121	MiniONE	Gastrostomi Button 2,3 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1423
8504122	MiniONE	Gastrostomi Button 2,5 cm	ch 18	1 stk.	M1-5-1825
8504123	MiniONE	Gastrostomi Button 3,0 cm	ch 18	1 stk.	M1-5-1830
8504124	MiniONE	Gastrostomi Button 3,5 cm	ch 18	1 stk.	M1-5-1835

PRODUKTDATABLAD

MiniONE Gastrostomi Button

8504125	MiniONE	Gastrostomi Button 4,0 cm	ch 18	1 stk.	M1-5-1840
8504126	MiniONE	Gastrostomi Button 4,4 cm	ch 18	1 stk.	M1-5-1844
8504127	MiniONE	Gastrostomi Button 2,5 cm	ch 20	1 stk.	M1-5-2025
8504128	MiniONE	Gastrostomi Button 3,0 cm	ch 20	1 stk.	M1-5-2030
8504129	MiniONE	Gastrostomi Button 3,5 cm	ch 20	1 stk.	M1-5-2035
8504130	MiniONE	Gastrostomi Button 4,0 cm	ch 20	1 stk.	M1-5-2040
8504132	MiniONE	Gastrostomi Button 2,5 cm	ch 12	1 stk.	M1-5-1225
8504133	MiniONE	Gastrostomi Button 1,7 cm	ch 18	1 stk.	M1-5-1817
8504134	MiniONE	Gastrostomi Button 2,3 cm	ch 18	1 stk.	M1-5-1823
8504135	MiniONE	Gastrostomi Button 1,0 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1410
8504136	MiniONE	Gastrostomi Button 2,0 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1420
8504137	MiniONE	Gastrostomi Button 2,0 cm	ch 12	1 stk.	M1-5-1220
8504138	MiniONE	Gastrostomi Button 1,0 cm	ch 16	1 stk.	M1-5-1610
8504139	MiniONE	Gastrostomi Button 6,5 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1465-I
8504146	MiniONE	Gastrostomi Button 5,0 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1450
8504148	MiniONE	Gastrostomi Button 5,5 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1455
8504149	MiniONE	Gastrostomi Button 6,0 cm	ch 14	1 stk.	M1-5-1460
8504162	MiniONE	Gastrostomi Button 6,0 cm	ch 16	1 stk.	M1-5-1660-I
8504161	MiniONE	Gastrostomi Button 6,0 cm	ch 18	1 stk.	M1-5-1860-I

For sundhedsfagligt personale