

PRODUKTDATABLAD

Spiralsæt, 4 instrumenter, engangs

Et professionelt sæt, der giver dig mulighed for at udføre hele proceduren for indsættelse, placering og fjernelse af IUD/spiral. Sættet består af en klotang, saks (22cm), tang (22 cm) og urinsonde. Hele sættet er pakket sterilt i en blister.

Produceret i højkvalitets plastik med metal skær på saks.

Uterinproben har en diameter på 3-5 mm med praktisk 1 cm graduering. Måleskala fra 4 til 15 cm. Den afrundede spids giver let og forsigtigt adgang gennem cervix, og materialets plasticitet tillader manuel krumning efter behov. Værktøj lavet af højkvalitets plastik. Steril, klar til brug.

Kelly tang - Engangs tang med et automatisk 'klik' låsesystem. Dimensioner: 22 cm. Nyttigt når du fjerner IUD.



Indholdsstoffer/materiale:	Plastik saks bestående af plastik og metal
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I-S
Steril:	Ja
Opbevaring:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys og tørt.
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6090082	Ginram	Spiralsæt, 4 instrumenter, engangs	æske a 15 stk	938341