

PRODUKTDATABLAD

Flocare Flaskeadapter ENFit

Flocare Flaskeadapter anvendes til administration af flydende medicin. Flaskeadapteren er kompatibel med ENFit.



Materialer:	Fremstillet af polypropylen.
Indikation:	Anvendes til administration af flydende medicin.
Klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Se datomærkning på emballagen.
Bortskaffelse:	Bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1126101	Flocare	Flaskeadapter str. 1 ENFit	12-15 mm	Æske á 100 stk.	628994
1126102	Flocare	Flaskeadapter str. 2 ENFit	14-16,5 mm	Æske á 100 stk.	628995
1126103	Flocare	Flaskeadapter str. 3 ENFit	17-20,5 mm	Æske á 100 stk.	642776
1126104	Flocare	Flaskeadapter str. 4 ENFit	24-26 mm	Æske á 100 stk.	628996

For sundhedsfagligt personale