

PRODUKTDATABLAD

OptiLube – smøremidler til katetre

OptiLube – smøremidler til kateterindføring

- Optilube Active indeholder steril smøremiddel med lidocain 2% og klorhexidin 0,25% til indføring af f.eks. katetre i urinblæren samt andre instrumenter i kropsåbninger.
- Gelen giver optimal smøring, mens lokalbedøvelsen minimerer ubehag/smerter. Klorhexidinen reducerer risikoen for infektion.
- Gelen virker smertestillende i 3-5 minutter efter indføring.



Indholdsstoffer/materiale: Vandbaseret gel, lidocain, klorhexidin

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse III

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Tørt og mellem 5-25 grader Celcius

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

OptiLube – smøremidler til katetre

Mediqs sortimentsoversigt

Vare nr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref nr.
0804196	Optilube Active	Katetergel - sprøjte	11ml.	Æske a 10 stk	ÆSKE	940727