

PRODUKTDATABLAD

BD Optrækskanyle, stump, steril

BD stump kanyle

Stump kanyle anvendes som optræks/ aspirationskanyle eller andre forhold hvor en stump kanyle er at foretrække af hensyn til risikoen for stikskader ved brug

Kanylens spids har en vinkel på 45°, hvilket mindsker risikoen for udstansning af gummipartikler, når membranen penetreres ved aspiration

Optræks/aspirationskanylen kan både fås med og uden væskefilter. Kanylen med filter, er udstyret med et 5-µm-filter for at minimere risikoen for at suge glaspartikler op ved aspiration fra glasampuller. Et 5-µm-filter mindsker risikoen for injektion af eventuelle glaspartikler med op til 98-99 %



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen, rustfritstål, epoxy lim, silikoneolie

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja - gammasteriliseret

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Tørt, må ikke udsættes for direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Forbrænding og genanvendelse

Uønskede stoffer Ingen kendte skadelige stoffer

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3123052	Microlance 3	Optrækskanyle, stump, uden filter, steril	18Gx1 1/2"- 1,2x40mm	Æske a 100 stk - krt a 50 æske	303129
1960210	BD	Optrækskanyle, stump, med 5 my filter, steril	18Gx1 1/2"- 1,2x40mm	Æske a 100 stk	305211