

PRODUKTDATABLAD

Q-Syte injektionsmembran

Q-Syte nålefri injektionsmembran

BD Q-Syte™ er en desinficerbar injektionsmembran af split-septum-typen.

Q-syte er en nålefri injektionsmembran som anvendes med luer eller luer lock sprøjte ynde kanyle
BD Q-Syte™ splitseptum kobles til IV-linjen for at mindske risikoen for mikrobiel kontaminering og give en sikrere infusionsbehandling

Transparent plastmateriale for bedre kontrol af væskeflow og nemmere skylning.
Findes i forskellige modeller.

Latexfri
PVC fri
Steril



Varenr.:	Se side 2
Materiale:	Polycarbonat, silikone, polyvinylchlorid (PVC)
CE klassifikation:	IIA
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder	Genanvendelse eller forbrænding
Bortskaffelse yder	Genanvendelse eller forbrænding
Opbevaring:	Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys
Holdbarhed:	3 år
Miljømærke:	Nej
Uønskede stoffer:	Varenr 1902066 er blødgjort med DEHP
Sterilisation:	Gassterilisation ved Eto

PRODUKTDATABLAD

Q-Syte injektionsmembran

Sortimentsoversigt

Vare	Producent s varenr.	Varebeskrivelse		Indhold
1902060	385100	Q-Syte injektionsmembran	med splitseptum, steril	æske a 50 stk.- krt a 4 æsker
1902065	385101	Q-Syte injektionsmembran	med splitseptum, 15 cm slange, steril	æske a 25 stk.- krt a 8 æsker
1902066	385102*	Q-Syte injektionsmembran	med splitseptum, 15 cm micro slange, steril	æske a 50 stk

*forlængerslange indeholder DEHP

Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejds miljø DS/OHSAS18001