

PRODUKTDATABLAD

Freka EasyBag Bolusadapter med ENFit

Freka EasyBag Bolusadapter med ENFit anvendes til administration af sondeernæring for at skabe kompatibilitet mellem sondeernæring og sprøjter med ENFit, når sondeernæringen skal gives som bolus.



Materialer:	Fremstillet af polypropylen (PP), ABS, polyethylen (PE), polyurethan (PUR), polyvinyl-klorid (PVC) med TEHTM, tetrahydrofuran (THF) og cyclohexanon (CHN).
Indikation:	Velegnet til administration af sondeernæring for at skabe kompatibilitet mellem sondeernæring og sprøjter med ENFit, når sondeernæringen skal gives som bolus.
Klassifikation:	Klasse: IIa
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Se datomærkning på emballagen.
Bortskaffelse:	Bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Reference
1123647	Freka	Bolusadapter easybag ENFit	1 stk.	7755694

For sundhedsfagligt personale