

PRODUKTDATABLAD

Omnistrip let elastisk suturtape, steril

Omnistrip suturtape er en let elastisk suturtape, som stabiliserer sår i kombination med suturer, samt når suturerne er fjernet. Fremmer helingen ved at holde sårkanterne sammen.

Omnistrip er fremstillet af beige farvet non woven polyester/polyamid.

Klæber fremstillet af hypoallergen polyacrylat.

Kolofonium- og latexfri.

Kan bæres under røntgen.



Indholdsstoffer:	Spunbonded polyamid/non woven, acrylatklæber
PVC:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIa
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder:	Forbrænding/genbrug
Opbevaring	Stuetemperatur
Holdbarhed:	5år
Miljømærke	Nej

PRODUKTDATABLAD

Omnistrip let elastisk suturtape, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varefamilie	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4051513	Omnistrip	suturtape, beige, steril	6x38mm	æske a 50x6stk-krt a 6 æsker	540682
4051514	Omnistrip	suturtape, beige, steril	6x76mm	æske a 50x3 stk.-krt a 6 æsker	540683
4051515	Omnistrip	suturtape, beige, steril	3x76mm	æske a 50x5 stk - krt a 6 æske	540681
4051516	Omnistrip	suturtape, beige, steril	12x101mm	æske a 50x6stk-krt a 6 æsker	540685
4051517	Omnistrip	suturtape, beige, steril	6x101mm	æske a 50x10stk.-krt a 6 æsker	540684