

PRODUKTDATABLAD

Flocare G-tube

Flocare G-tube er en serie af udskiftelige gastrostomisonder til indgivelse af sondeernæring og væske direkte i ventriklen. Vandet i ballonen udskiftes en gang om ugen.

Flocare G-tube kan tilsluttes direkte til enteralt ernæringssæt eller ernæringssprøjte for let administration af sondeernæring, væske samt medicin.



Materialer:	Fremstillet af silikone. Fri for latex og DEHP.
Indikation:	Velegnet til langvarig sondeernæring til indgift direkte i ventriklen. Anvendes i 3-6 måneder afhængig af mængden af mavesyre, medicinering og sondeernæring.
Klassifikation:	IIb
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Holdbar i 60 måneder fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1125310	Flocare	G-tube, hvid	23 cm, Ch 10	æske á 2 stk.	594814
1125314	Flocare	G-tube, grøn	23 cm, Ch 14	æske á 2 stk.	594815
1125316	Flocare	G-tube, orange	23 cm, Ch 16	æske á 2 stk.	594816
1125318	Flocare	G-tube, rød	23 cm, Ch 18	æske á 2 stk.	594817
1125320	Flocare	G-tube, gul	23 cm, Ch 20	æske á 2 stk.	594818

For sundhedsfagligt personale