

# PRODUKTDATABLAD

## Flocare Nasogastrisk sonde

Flocares nasogastriske sonder er velegnede til kortvarig indgivelse af ernæring (<8 uger) i maven.

Sonderne er fremstillet i bløde og hudvenlige materialer og designet med henblik på optimal gennemstrømning.

Sonderne er nemme at anlægge, og sondens position kan enkelt kontrolleres og bekræftes.

Flocares naso-gastriske sonder er lavet af polyuretan og findes i en lang række længder og tykkelser.



**Materialer:** Fremstillet af polyuretan.

**Indikation:** Anvendes til patienter med behov for kortvarig sondeernæring i ventriklen (2-3 uger).

**Klassifikation:** Klasse: IIa

**Steril vare:** Ja.

**Opbevaring:** Opbevares ved stuetemperatur uden direkte sollys.

**Holdbarhed:** Anvendes i 6-8 uger afhængigt af mængden af mavesyre, medicinering, typen af sondemad samt pasning og pleje. Holdbar i 60 måneder fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1125370	Flocare	Nasogastrisk sonde, 50 cm, grå	Ch 5	krt. á 10 stk.	594566
1125371	Flocare	Nasogastrisk sonde, 60 cm, grøn	Ch 6	æske á 10 stk.	594567
1123623	Flocare	Nasogastrisk sonde, 110 cm, grøn	Ch 6	æske á 10 stk.	594568
1123622	Flocare	Nasogastrisk sonde, 110 cm, blå	Ch 8	æske á 10 stk.	594569
1123624	Flocare	Nasogastrisk sonde, 110 cm, sort	Ch 10	æske á 10 stk.	594570
1123625	Flocare	Nasogastrisk sonde, 110 cm, hvid	Ch 12	æske á 10 stk.	594571
1123626	Flocare	Nasogastrisk sonde, 110 cm, grøn	Ch 14	æske á 10 stk.	594572

### For sundhedsfagligt personale