

PRODUKTDATABLAD

Skiftesæt med saks og pincet, engangs, steril

Engangs skiftesæt med saks og pincet.
Kan anvendes til at rense sår og fjerne suturer.

Indeholder:

- 1 stk afdækning 38 cm x 45 cm
- 1 stk anatomisk Adson pincet 12 cm
- 1 stk saks, spids/spids, lige 11,5 cm
- 4 stk 4-lags kompresser NW 7,5cm x 7,5cm



Indholdsstoffer/materiale:	Kirurgisk stål, polypropylen, non-woven.
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	ja
Opbevaring:	Tørt, uden eksponering af UV-lys eller direkte varmekilder
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Engangsprodukt

PRODUKTDATABLAD

Skiftesæt med saks og pincet, engangs, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7179986	Danomed	Skiftesæt, engangs metal saks & pincet, steril	Sæt, krt. a 60 sæt	9131312