

# PRODUKTDATABLAD

## Lastodur Strong, langstræksbind kraftig

Lastodur Strong er et dauerelastisk langstræksbind med et stræk på 180%. Bindet er åndbart og hudvenligt. Lastodur Strong har en kraftig vævsstruktur.

Bindet har en vævet kant og anvendes til kraftig kompression/støtte.

Bindet er fremstillet af 85% bomuld, 7% polyamid og 8% elasthan.

Bindet kan vaskes ved 60°C og kan steriliseres i autoklave v. 134°C.

- Behageligt at have på
- Vaskbart
- Åndbart
- Latexfri



**Indholdsstoffer/materiale:** Bomuld, polyamid, elasthan

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 5år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## Lastodur Strong, langstræksbind kraftig

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4431104	Lastodur Strong	langstræksbind, strækevne 180%	8 cm x 7 m	æske a 10 stk - krt a 8 æsker	931632
4431106	Lastodur Strong	langstræksbind, strækevne 180%	10 cm x 7 m	æske a 10 stk - krt a 8 æsker	931633
4431107	Lastodur Strong	langstræksbind, strækevne 180%	6 cm x 7 m	æske a 10 stk - krt a 12 æsker	931631
4431108	Lastodur Strong	langstræksbind, strækevne 180%	12 cm x 7 m	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	931634