

PRODUKTDATABLAD

Humid-Vent 1 filter

Humid-Vent 1 filter med høj fugtningsevne og lav flow modstand.

Beregnet til lav respirationsvolumen.

Lige filter uden CO₂-port.

Designet til voksne og børn under narkose og for børn indlagt på intensivafdelingen.

Dead space: 10 ml

Vægt: 9,4 g

Konnektorer: 22 M / 15 F – 15M

Medium: hygroskopisk bakteriostatisk microwell papir

Respirationsvolumen (V_T): 50-600 ml

Flow modstand: ved 20 l/min, 0,3 cm H₂O
ved 40 l/min, 0,7 cm H₂O

Fugtoutput: 29 mg H₂O/l ved V_T 300 ml
24 mg H₂O/l ved V_T 600 ml

Til engangsbrug.

Pakket individuelt.

Indholdsstoffer/materiale: Huset: polypropylen
Microwell Strip: kraftpapir

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej – produktet er rent

Opbevaring: Opbevares i original indpakning. Tørt, rent og væk fra direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkning: –



2030-0541-02 / 26.01.2017

PRODUKTDATABLAD

Humid-Vent 1 filter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1540080	Gibeck	Humid-Vent 1 filter	Æske a 50 stk.	11112

2030-0541-02 / 26.01.2017