

PRODUKTDATABLAD

Humid-Vent filter lille, vinklet - Gibeck

Kombineret HME og bakteriel/viral åndingsfilter. Filteret er ideelt til større børn og voksne under narkose.

Dead space: 27 ml

Vægt: 22 g

Konnektorer: 22 M / 15 F – 15 M

Medium: HME delen er hygroskopisk bakteriostatisk microwell papir. Filteret er hydrofobisk dybdefilter af polypropylen, der er elektrostatisk ladet.

Respirationsvolumen (V_T): 150 - 1000 ml

Flow modstand ved 60 l/min: 2,1 cm H₂O

Fugttab: 6 mg H₂O/l ved V_T 500 ml

7 mg H₂O/l ved V_T 750 ml

8 mg H₂O/l ved V_T 1000 ml

Fugtoutput: 31 mg H₂O/l ved V_T 500 ml

30 mg H₂O/l ved V_T 750 ml

29 mg H₂O/l ved V_T 1000 ml

Bakteriel effektivitet > 99,9999%

Viral effektivitet > 99,999%

Pakket individuelt og til engangsbrug

Indholdsstoffer/materiale: Huset: methylnmethacrylate, ethylacrylate-copolymer og polypropylen
Port: ABS
Filter: ikke-vævet luft filtration media
Microwell Strip: kraftpapir

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej – produktet er rent

Opbevaring: I original indpakning, væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bemærkning: -



2030-0601-02 / 26.01.2017

PRODUKTDATABLAD

Humid-Vent filter lille, vinklet - Gibeck

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1540065	Gibeck	Humid-Vent filter, lille, vinklet	Æske a 50 stk. - krt. a 4 æsker	18502

2030-0601-02 / 26.01.2017