

# PRODUKTDATABLAD

## Humid-Vent filter mini, steril

Humid-Vent Mini filter med høj fugtningsevne og lav flowmodstand.

Beregnet til lav respirationsvolumen.

Designet til nyfødte og spædbørn.

Dead space: 2,4 ml

Vægt: 4,5 g

Konnektorer: 22 M / 15 F – 15M

Medium: hygroskopisk bakteriostatisk microwell papir

Respirationsvolumen ( $V_T$ ): 15-50 ml

Flow modstand ved 5 l/min: 0,6 cm H<sub>2</sub>O

Fugtoutput: 30 mg H<sub>2</sub>O/l ved  $V_T$  20 ml

Pakket individuelt og til engangsbrug.

**Indholdsstoffer/materiale:** Huset: methylmethacrylate og ethylacrylate-copolymer  
Microwell Strip: kraftpapir

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril vare:** Ja

**Opbevaring:** Opbevares i original indpakning. Tørt, rent og væk fra direkte sollys.

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse vare:** Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkning:** –



### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1540055	Gibeck	Humid-Vent filter, mini, steril	Æske a 30 stk. – Krt. a 20 æsker	10011

2030-0611-02 / 26.01.2017