

# PRODUKTDATABLAD

## Gibeck Humid-Vent filter pædiatri, lige

Kombineret HME og bakteriel/viral åndingsfilter. Filteret er udviklet til børn på intensiv afdelingen eller under narkose.

**Medium:** HME delen er hygroskopisk og bakteriostatisk. Filteret er hydrofobisk dybdefilter af polypropylen, der er elektrostatisk ladet/min 1,8 cm H<sub>2</sub>O.

**Dead space:** 12 ml

**Vægt:** 13,5 g

**Konnektorer:** 22 M / 15 F – 15 M

**Respirationsvolumen (V<sub>T</sub>):** 50 - 250 ml

**Flow modstand ved 20 l/min:** 1,4 cm H<sub>2</sub>O

**Fugttab:** 6 mg H<sub>2</sub>O/l ved V<sub>T</sub> 250 ml

**Fugtoutput:** 33 mg H<sub>2</sub>O/l ved V<sub>T</sub> 50 ml

30 mg H<sub>2</sub>O/l ved V<sub>T</sub> 100 ml

30 mg H<sub>2</sub>O/l ved V<sub>T</sub> 250 ml

Bakteriel effektivitet > 99,9999%

Viral effektivitet > 99,99%

Til engangsbrug og pakket individuelt.



**Indholdsstoffer/materiale:** Huset: methyl methacrylate og ethyl acrylate copolymer  
Microwell Strip: kraftpapir  
Port: ABS  
Filter: ikke-vævet luft filtration media

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril vare:** Nej – produktet er rent

**Opbevaring:** I original indpakning, væk fra direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkning:** -

2030-0631-03 / 13.04.2018

# PRODUKTDATABLAD

## Gibeck Humid-Vent filter pædiatri, lige

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1540091	Gibeck	Humid-Vent filter pædiatri, lige	Æske a 20 stk.	12012

2030-0631-03 / 13.04.2018