

# PRODUKTDATABLAD

## Gibeck Iso-Gard HEPA Light filter, ren, lige

Ideal til anvendelse i anæstesi og intensiv afdeling hvor den både kan være patient og maskine orienteret. Kan både bruges til børn og voksne.

**Medium:** 100% hydrofobisk mekanisk glasfiber papir

**Dead space:** 80 ml

**Vægt:** 38 g

**Konnektorer:** 22F

**Flow modstand:** Ved 60 l/min, 2,0 cm H<sub>2</sub>O

**Fugttab:** 8 mg H<sub>2</sub>O/l ved V<sub>T</sub> 500 ml

**Fugt output:** 29 mg H<sub>2</sub>O/l ved V<sub>T</sub> 500

Bakteriel effektivitet > 99,99999%

Viral effektivitet > 99,9999%

HEPA class 13 (>99,97)



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Huset: polypropylen Port: ABS Filter: HEPA Filter
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Nej, men produktet er rent
<b>Opbevaring:</b>	I original indpakning, væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

2030-1211-03 / 13.04.2018

# PRODUKTDATABLAD

Gibeck Iso-Gard HEPA Light filter, ren, lige

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1540405	Gibeck	Iso-Gard HEPA Light maskinfilter, ren, lige	Æske a 20 stk.	28022

2030-1211-03 / 13.04.2018