


# PRODUKTDATABLAD

## Omron luftfilter til nebulizer forstøver

Separate nebulizer luftfiltre, der kan anvendes til nebulizer NE- C28P-E.

Ved korrekt brug og rengøring kan luftfilteret anvendes i op til 60 dage.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyester
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIB
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse		Ref. nr.
1532209	Omron	Luftfilter til nebulizer forstøver 1532210	Pk. a 5 stk. - Æske a 10 pk.	9956271-9