

PRODUKTDATABLAD

Cellestof

Cellestof er beregnet til at absorbere kropsvæsker fra overflader, eller som sekundær absorberende bandage. Cellestof kan bruges i utallige sammenhænge, hvor der er brug for at opsuge væsker i større mængde. Arkene er let rillede i overfladen for at fastholde fibrene i stoffet, og for at gøre det lettere at skille arkene ad enkeltvis.

NB bør ikke anvendes som primær sårkontaktag

- bløde celluloseark, der er lette at adskille
- høj sugsevne 11-12 g/g
- høj renhedsgrad



Indholdsstoffer/materiale:	affedt og bleget papirmasse
PVC/ftalater:	nej
Latex:	nej
CE klassifikation:	Klasse 1
Steril:	nej, men kontrolleret høj renhedsgrad
Opbevaring:	tørt, beskyttet mod direkte sol
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	som husholdningsaffald/småt brændbart
Bemærkninger:	Cellstoffet er pakket i en kraftig, hvid plastpose af genanvendt LDPE

PRODUKTDATABLAD

Cellestof

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0440203	TZMO	Cellestof plus, hvid, 38,5 gsm	15 cm x 20 cm	pk a 5 kg	MA-073-A005-010
0440205	TZMO	Cellestof, hvid, 36,5 gsm	20 cm x 30 cm	pk a 500 g - krt a 28 pk	MA-073-A500-007
0440408	TZMO	Cellestof, hvid, 36,5 gsm	40 cm x 60 cm	pk a 5 kg	MA-073-A005-004