

# PRODUKTDATABLAD

## Portex® Blue Line Ultra® tracheostomisæt med inderkanyle og cuff

Portex Blue Line Ultra tracheostomisæt med inderkanyle er lavet af termosensitiv PVC, hvilket giver tilstrækkelig stivhed til den umiddelbare indføring og blødgøres derefter ved kropstemperatur for at tilpasse sig patientens anatomi.

Slangen er røntgenfast og med cuff, mens den transparente og fleksible krave giver information om størrelse. Har afrundede kanter ved kanylens ende og har en lilla låsbar obturator med inderlumen, som kan bruges, når der er behov for indføring via guidewire. Kan anvendes med og uden inderkanyle.

Sættet har en 15 mm ISO standard konektor og en 105° vinkel. Har desuden også Soft Seal® højvolumen lavtrykskuff.



### Tracheostomisættet indeholder:

- 1 stk. tracheostomikanyle
- 2 stk. inderkanyler
- 1 stk. rengøringsbørste til inderkanyle
- 1 stk. nakkeband

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polybutylene Terephthalate, polypropylen, nitril, polyethylen, acetal co-polymer, high impact styrene, termosensitivt PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Ja (DEHP)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja, EO-steriliseret
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares mørkt og køligt
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Portex® Blue Line Ultra® tracheostomisæt med inderkanyle og cuff

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1895471	Portex Blue Line Ultra	Tracheostomisæt med inderkanyle og cuff, steril	8,0 mm	Æske a 1 sæt	100/810/080