

PRODUKTDATABLAD

Portex® Blue Line Ultra® tracheostomisæt med inderkanyle

Portex Blue Line Ultra tracheostomisæt med inderkanyle er lavet af termosensitiv PVC, hvilket giver tilstrækkelig stivhed til den umiddelbare indføring og blødgøres derefter ved kropstemperatur for at tilpasse sig patientens anatomi.

Slangen er røntgenfast og uden cuff, mens den transparente og fleksible krave giver information om størrelse. Har afrundede kanter ved kanylens ende og har en lilla låsbar obturator med inderlumen, som kan bruges, når der er behov for indføring via guidewire. Kan anvendes med og uden inderkanyle.

Sættet har en 15 mm ISO standard konektor og en 105° vinkel.

Tracheostomisættet indeholder:

- 1 stk. tracheostomikanyle
- 2 stk. inderkanyler
- 1 stk. rengøringsbørste til inderkanyle
- 1 stk. nakkeband



Indholdsstoffer/materiale:	Polybutylene Terephthalate, polypropylen, nitril, polyethylen, acetal co-polymer, high impact styrene, PVC
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja, EO-steriliseret
Opbevaring:	Opbevares mørkt og køligt
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Portex® Blue Line Ultra® tracheostomisæt med inderkanyle

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1895467	Portex Blue Line Ultra	Tracheostomisæt med inderkanyle, u. cuff, steril	6,0 mm	Æske a 1 sæt	100/811/060
1895469	Portex Blue Line Ultra	Tracheostomisæt med inderkanyle, u. cuff, steril	8,0 mm	Æske a 1 sæt	100/811/080
1895470	Portex Blue Line Ultra	Tracheostomisæt med inderkanyle, u. cuff, steril	7,0 mm	Æske a 1 sæt	100/811/070
1895475	Portex Blue Line Ultra	Tracheostomisæt med inderkanyle, u. cuff, steril	7,5 mm	Æske a 1 sæt	100/811/075
1895478	Portex Blue Line Ultra	Tracheostomisæt med inderkanyle, u. cuff, steril	9,0 mm	Æske a 1 sæt	100/811/090