

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch trachealtube SafetyClear uden cuff

SafetyClear trachealtube uden cuff anvendes fra korte til mellemlange intubationer. Tuben har desuden aftagelig konektor, rund atraumatisk spids og kontinuerlig røntgenstribе.

Er egnet til såvel nasal som oral brug. Med Murphy eye.

Sort spids for stemmelæbemærkning på str. 2,0 til 6,5 mm.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Ja (DEHP)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril:</b>	Ja, eto-steriliseret
<b>Opbevaring</b>	Opbevares tørt, mørkt og ved rumtemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch trachealtube SafetyClear uden cuff

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1884720	Rüsch trachealtube	SafetyClear, uden cuff, Murphy, steril	2 mm	Æske a 10 stk.	100382-000020
1884725	Rüsch trachealtube	SafetyClear, uden cuff, Murphy, steril	2,5 mm	Æske a 10 stk.	100382-000025
1884730	Rüsch trachealtube	SafetyClear, uden cuff, Murphy, steril	3,0 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	100382-000030
1884735	Rüsch trachealtube	SafetyClear, uden cuff, Murphy, steril	3,5 mm	Æske a 10 stk.	100382-000035
1884740	Rüsch trachealtube	SafetyClear, uden cuff, Murphy, steril	4,0 mm	Æske a 10 stk.	100382-000040
1884745	Rüsch trachealtube	SafetyClear, uden cuff, Murphy, steril	4,5 mm	Æske a 10 stk.	100382-000045
1884755	Rüsch trachealtube	SafetyClear, uden cuff, Murphy, steril	5,5 mm	Æske a 10 stk.	100382-000055
1884760	Rüsch trachealtube	SafetyClear, uden cuff, Murphy, steril	6,0 mm	Æske a 10 stk.	100382-000060
1884770	Rüsch trachealtube	SafetyClear, uden cuff, Murphy, steril	7,0 mm	Æske a 10 stk.	100382-000070

### Anbefalet liggetider for Rüsch tuber

