

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Trachealtube, Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril

Nasal Safety Silk trachealtuben er klar, blød og anatomisk formet. Er lavet i termosensitiv, vævsvenlig og kinkfri PVC, og anvendes fra korte til lange intubationer (over 72 timer). Kun til nasal anlæggelse.

Har en bundet konnektor, atraumatisk spids og rundt afpudset Murphys eye. Har desuden en kontinuerlig blå røntgenstribe til verificering af tubeplacering samt tydelig stemmelæbemærkning til identificering af korrekt placering.

Trachealtuben er gradueret, har en lavtryksmanchet, blå pilotballon samt ventil til Luer og Luer-Lock kanyler.



Indholdsstoffer/materiale:	Tube af PVC og konnektor af PP
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja, eto-steriliseret
Opbevaring	Opbevares tørt, mørk og ved rumtemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Trachealtube, Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril

Mediq varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.	Indhold	Ref. nr.
1884330	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	3,0 mm	Æske a 10 stk.	111782-000030
1884335	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	3,5 mm	Æske a 10 stk.	111782-000035
1884340	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	4,0 mm	Æske a 10 stk.	111782-000040
1884345	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	4,5 mm	Æske a 10 stk.	111782-000045
1884350	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	5,0 mm	Æske a 10 stk.	111782-000050
1884355	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	5,5 mm	Æske a 10 stk.	111782-000055
1884360	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	6,0 mm	Æske a 10 stk.	111782-000060
1884365	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	6,5 mm	Æske a 10 stk.	111782-000065
1884370	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	7,0 mm	Æske a 10 stk.	111782-000070
1884375	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	7,5 mm	Æske a 10 stk.	111782-000075
1884380	Rüsch trachealtube	Safety Silk præformet tube, nasal med cuff, steril	8,0 mm	Æske a 10 stk.	111782-000080

Anbefalet liggetider for Rüsch tuber

