

PRODUKTDATABLAD

CrystalClear Plus Tracheostomitubesæt med Lavtryks-Cuff - Rüschi

Sættet indeholder:

- Tracheostomitube
- 2 inderkanyler med farvekodet stopper (fra str. 6.0 mm)
- 1 stk. obturator (fra str. 6.0 mm)
- 1 stk. blød tracheostomi bånd / holder
- Vandholdig lubrikeringsgel 3 g.



Indholdsstoffer/materiale: Tube: PVC
Inderkanyle: pet Monofilament
Stopper ring: silicone
Obturator: lacqthene
Holding Band: velours Foam
Lubricant: jelly

PVC/ftalater: PVC

Latex: Nej

CE klassifikation: Ila

Steril vare: Ja

Opbevaring: Rent, tørt og væk fra varme og lys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Efter lokal protokol

2030-1051-01 / 20.11-2015

PRODUKTDATABLAD

CrystalClear Plus Tracheostomitubesæt med Lavtryks-Cuff - Rüsç

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
1895240	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	3,5 mm	Æske a 5 sæt	12130335
1895241	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	4,0 mm	Æske a 5 sæt	12130340
1895242	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	4,5 mm	Æske a 5 sæt	12130345
1895243	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	5,0 mm	Æske a 5 sæt	12130350
1895244	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	5,5 mm	Æske a 5 sæt	121303000055
1895245	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	6,0 mm	Æske a 5 sæt	12130360
1895246	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	6,5 mm	Æske a 5 sæt	121303000065
1895247	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	7,0 mm	Æske a 5 sæt	12130370
1895248	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	7,5 mm	Æske a 5 sæt	12130375
1895249	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	8,0 mm	Æske a 5 sæt	12130380
1895250	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	8,5 mm	Æske a 5 sæt	12130385
1895251	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	9,0 mm	Æske a 5 sæt	121303000090
1895252	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	9,5 mm	Æske a 5 sæt	121303000095
1895253	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	10 mm	Æske a 5 sæt	121303000100

2030-1051-01 / 20.11-2015